

## Medikamentenvernebler Set für Babys, inkl. Maske und O<sub>2</sub>-Schlauch

**REF** IC-VMA03 Menge: 1 Set **MD** **CE** 1639

### INHALT:

Medikamentenvernebler Set für Babys, inkl. Maske und 210 cm O<sub>2</sub>-Schlauch

### INDIKATION

Zur inhalativen Aufnahme von Medikamenten als Aerosol / Behandlung verschiedener Erkrankungen der Atemwege.

### ZIELGRUPPE

Pflegepersonal, medizinische Fachkräfte

### ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

- Schrauben Sie den Deckel des Medikamentenverneblers ab und füllen das Medikament in den Vernebler-Topf.
- Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Vernebler-Topf.
- Stecken Sie die Maske in den Medikamentenvernebler-Deckel und verbinden den Vernebler-Topf mittels O<sub>2</sub>-Schlauch mit der Flowquelle.
- Stellen Sie den Flow nach Anweisung des Arztes ein.
- Setzen Sie dem Patienten die Maske auf und fixieren sie mit dem Kopfhaltband.

### WARNHINWEISE

- Einmalprodukt, nicht wiederverwenden oder aufbereiten
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist
- Kühl und trocken lagern
- Achten Sie darauf, dass alle Konnektoren fest sitzen und der Verbindungsschlauch durchgängig ist

### HINWEIS ZU MELDEPFLICHTEN

Bitte informieren Sie den Hersteller, den Vertreter und den Importeur in allen Fällen von schwerwiegenden Ereignissen in Verbindung mit dem Produkt.



**LOT** 210508  
**EXP** 2021-07  
**EXP** 2026-06

**Hersteller | Manufacturer**  
Ningbo Shengyurui Medical Appliances CO., LTD  
No 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,  
315336 Ningbo, Zhejiang Province P.R. China

**Importeur | Importer**  
Novo Klinik-Service GmbH  
Technologiepark West - Haus 15  
Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim  
Germany  
Tel.+49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100  
info@its-novo.de | its-novo.de

**EU** **REP** **EU** **Repräsentant | EC** **Representative**  
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg  
info@shholdingeu.com

Revison: 01-20210112-IFU-ICVMA03

## Nebulizer set for babies, incl. mask and oxygen sure flow tubing

**REF** IC-VMA03 Quantity: 1 Set **MD** **CE** 1639

### CONTENT:

Nebulizer set for babies, incl. mask and 210 cm oxygen sure flow tubing

### INDICATIONS

Mainly used for the inhalation of medication as aerosol / in the treatment of various diseases of the respiratory system.

### INTENDED USERS

Nursing staff, medical professionals

### APPLICATION DESCRIPTION

- Place prescribed medication in nebulizer jar by unscrewing lid.
- Reattach lid.
- Insert the mask into the nebulizer and connect the nebulizer to the flow source using an O<sub>2</sub> tube.
- Set liter flow as prescribed by physician.
- Place the mask on the patient and secure the mask with the head strap.

### WARNING NOTICES

- For single use. Discard after use. Do not reprocess.
- Do not use if package is open or damaged
- Store in cool and dry place
- Ensure that all connections are secure and air circulates freely through the tubing

### NOTICE ON REPORTING REQUIREMENTS

Please inform the manufacturer, the distributor and the importer in all cases of serious incidents in connection with the product.

<b>MD</b> Medizinprodukt / Medical device	<b>Gebrauchsanweisung beachten / Consult instructions for use</b>	<b>Nicht wiederverwenden / Do not re-use</b>	<b>Von Sonnenlicht fernhalten / Keep away from sunlight</b>
<b>Trocken lagern / Keep dry</b>	<b>Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Do not use if package is damaged</b>	<b>Achtung / Caution</b>	

**Hersteller | Manufacturer**  
Ningbo Shengyurui Medical Appliances CO., LTD  
No 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,  
315336 Ningbo, Zhejiang Province P.R. China

**Importeur | Importer**  
Novo Klinik-Service GmbH  
Technologiepark West - Haus 15  
Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim  
Germany  
Tel.+49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100  
info@its-novo.de | its-novo.de

**EU** **REP** **EU** **Repräsentant | EC** **Representative**  
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg  
info@shholdingeu.com

Revison: 01-20210112-IFU-ICVMA03