

Medikamentenvernebler Set für Erwachsene, inkl. Maske und O₂-Schlauch

REF IC-VMA02 Menge: 1 Set **MD** 1639

INHALT:
Medikamentenvernebler Set für Erwachsene, inkl. Maske und 210 cm O₂-Schlauch

INDIKATION

Zur inhalativen Aufnahme von Medikamenten als Aerosol / Behandlung verschiedener Erkrankungen der Atemwege.

ZIELGRUPPE

Pflegepersonal, medizinische Fachkräfte

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

- Schrauben Sie den Deckel des Medikamentenverneblers auf und füllen das Medikament in den Vernebler-Topf.
- Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Vernebler-Topf.
- Stecken Sie die Maske in den Medikamentenvernebler-Deckel und verbinden den Vernebler-Topf mittels O₂-Schlauch mit der Flowquelle.
- Schrauben Sie den Flow nach Anweisung des Arztes ein.
- Setzen Sie dem Patienten die Maske auf und fixieren sie mit dem Kopfhaltband.

WARNHINWEISE

- Einmalprodukt, nicht wiederverwenden oder aufbereiten
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist
- Kühl und trocken lagern
- Achten Sie darauf, dass alle Konnektoren fest sitzen und der Verbindungsschlauch durchgängig ist

HINWEIS ZU MELDEPFLICHTEN

Bitte informieren Sie den Hersteller, den Vertreter und den Importeur in allen Fällen von schwerwiegenden Ereignissen in Verbindung mit dem Produkt.



LOT 210508

2021-07

2026-06

Hersteller | Manufacturer
Ningbo Shengyurui Medical Appliances CO., LTD
No 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,
315336 Ningbo, Zhejiang Province P.R. China

EU Repräsentant | EC Representative
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
info@shholdingeu.com

Importeur | Importer
Novo Klinik-Service GmbH
Technologiepark West - Haus 15
Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim
Germany
Tel. +49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100
info@its-novo.de | its-novo.de

Revison: 01-20210112-IFU-ICVMA02

Nebulizer set for adults, incl. mask and oxygen sure flow tubing

REF IC-VMA02 Quantity: 1 Set **MD** 1639

CONTENT:
Nebulizer set for adults, incl. mask and 210 cm oxygen sure flow tubing

INDICATIONS

Mainly used for the inhalation of medication as aerosol / in the treatment of various diseases of the respiratory system.

INTENDED USERS

Nursing staff, medical professionals

APPLICATION DESCRIPTION

- Place prescribed medication in nebulizer jar by unscrewing lid.
- Reattach lid.
- Insert the mask into the nebulizer and connect the nebulizer to the flow source using an O₂ tube.
- Set liter flow as prescribed by physician.
- Place the mask on the patient and secure the mask with the head strap.

WARNING NOTICES

- For single use. Discard after use. Do not reprocess.
- Do not use if package is open or damaged
- Store in cool and dry place
- Ensure that all connections are secure and air circulates freely through the tubing

NOTICE ON REPORTING REQUIREMENTS

Please inform the manufacturer, the distributor and the importer in all cases of serious incidents in connection with the product.

MD

Medizinprodukt / Medical device Gebrauchsanweisung beachten / Consult instructions for use Nicht wiederverwenden / Do not re-use Von Sonnenlicht fernhalten / Keep away from sunlight

Trocken lagern / Keep dry Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Do not use if package is damaged Achtung / Caution

Hersteller | Manufacturer
Ningbo Shengyurui Medical Appliances CO., LTD
No 138, Binhaisi Road, Hangzhou Bay New Zone,
315336 Ningbo, Zhejiang Province P.R. China

EU Repräsentant | EC Representative
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg
info@shholdingeu.com

Importeur | Importer
Novo Klinik-Service GmbH
Technologiepark West - Haus 15
Zum Frenser Feld 1 | 50127 Bergheim
Germany
Tel. +49 2271 99404-0 | Fax +49 2271 99404-100
info@its-novo.de | its-novo.de

Revison: 01-20210112-IFU-ICVMA02