

# Ambu® WhiteSensor CMM/1

Einweg EKG-Elektrode



## Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Festgel
- Gute Haftfähigkeit
- Angenehmer Gewebeträger

## Ambu® WhiteSensor CMM/1

Die Ambu WhiteSensor CMM/1 bietet ein sehr leitfähiges Festgel und eine starke Haftfähigkeit. Diese Eigenschaften sichern eine gute Signalqualität während dem Langzeitmonitoring.

Aufgrund des weichen Gewebematerials garantiert die Elektrode eine einfache Anwendung und einen hohen Tragekomfort während dem Einsatz.



Festgel



Gewebeträger

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

# Spezifikationen

Abmessungen	
Elektrodengröße (Ø in mm)	50
Volle Größe (in mm <sup>2</sup> )	1.963
Klebefläche (in mm <sup>2</sup> )	1.660
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm <sup>2</sup> )	44
Gel- bzw. Messfläche (in mm <sup>2</sup> )	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sek. - typisch	15 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	<90 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	<15 mV

Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Latexfreie Elektrode	Ja
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MRT	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	30 Tage
Ungeöffneter Beutel	24 Monate*

\*ab dem Produktionsdatum

# Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid
Äußerer Träger	Faservlies
Äußerer Kleber	Acryl
Anschluss	Rostfreier Stahl
Folienträger	PET-Folie

Anschlussmöglichkeiten	
Anschlüsse	S
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Verpackung	
Beutel (äußere / mittlere / innere Schicht)	Polyester / Aluminium / Polyethylen
Kartons	Gewellte Pappe

# Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Stk./Träger	Stk./Beutel	Stk. Karton (VE)	Stk. Umkarton
CMM/1-00-S/30	1	30	1.200	7.200

- Produktbezeichnung
- CMM-00-S Kabellänge (in cm)
- Anschluss/Stecker

**Ambu A/S**  
 Manufacturer  
 MEDICO ELECTRODES  
 INTERNATIONAL LTD.  
 [AN ISO13485 COMPANY]  
 Plot 142A/11, 12, 27, 28 & 29,  
 Noida Special Economic Zone,  
 Noida, Uttar Pradesh - 201305, India  
[www.medicoelectrodes.com](http://www.medicoelectrodes.com)

**Ambu GmbH**  
 In der Hub 5  
 61231 Bad Nauheim  
 Tel. 06032 9250-0  
 Fax 06032 9250-200  
[www.ambu.de](http://www.ambu.de)