

Kendall SCD™ sequentielle Komfort-Kompressionsmanschetten

Klinisch bewährt - angenehm zu tragen.



Ihr Partner in der VTE Prävention.

Die Kendall SCD™ Komfortmanschetten sind entwickelt worden, um ein größeres Maß an Komfort zu bieten und um die Patienten- Compliance in der mechanischen Prophylaxe zu erhöhen.¹

Faktoren, die dazu führen, dass sich der Patient nicht wohl fühlt:



Schweiß und Wärme

Eine kühle, atmungsaktive Innenschicht trägt dazu bei, dass Schweiß von der Haut weggeleitet wird und durch die weichen Ränder verdunsten kann. Durch diesen Prozess wird kühle Luft auch durch die Entlüftungslöcher übertragen.



Juckreiz

Die Fasern des Manschettenmaterials haben einen Durchmesser wie Seide oder Kaschmir und sind deshalb weich und glatt.



Druckgefühl

Optimierte Blasengeometrie trägt dazu bei, den Druck gleichmäßig zu verteilen.



Hautreizung

Das Material der Manschette verhindert Hautreizungen dadurch, dass die Schichten frei gegeneinander gleiten, wenn sich der Patient im Bett bewegt.

Literaturverzeichnis:

1. Conway D et al. A controlled study evaluating a newly designed sequential compression comfort sleeve in hospitalized patients. Presented at the Academy of Medical-Surgical Nurses (AMSN), 22 October, 2010, in Las Vegas, USA.



Die Indikation aller Sequenziellen Kompressions-Komfortmanschetten von Kendall™ ist es, TVT und LE bei adipösen und krankhaft adipösen Patienten zu verhindern.

Bestellinformationen

Kendall SCD™ Sequenzielle Kompressions-Komfortmanschetten – Knieeläng

Art.-Nr.	Größe	Wadenumfang	Menge/VE
74021	Klein	Bis 35,6 cm	5 Paar
74022	Mittel	35,6 cm bis 53,3 cm	5 Paar
74023	Groß	53,3 cm bis 66,0 cm	5 Paar

Kendall SCD™ Sequenzielle Kompressions-Komfortmanschetten – Oberschenkel

Art.-Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Menge/VE
74010	Extra-klein	Bis 40,6 cm	5 Paar
74011	Klein	40,6 cm bis 55,9 cm	5 Paar
74012	Mittel	55,9 cm bis 71,1 cm	5 Paar
74013	Groß	71,1 cm bis 91,4 cm	3 Paar

Kendall SCD™ Sequenzielle Kompressions-Abreißmanschetten – Oberschenkel

Art.-Nr.	Größe	Oberschenkelumfang	Menge/VE
74041	Klein	40,6 cm bis 55,9 cm	5 Paar
74042	Mittel	55,9 cm bis 71,1 cm	5 Paar
74043	Groß	71,1 cm bis 91,4 cm	3 Paar

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Packungsbeilage für vollständig Anweisungen, Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

© 2018 Cardinal Health. Alle Rechte vorbehalten. CARDINAL HEALTH, das LOGO von Cardinal Health, ESSENTIAL TO CARE und Kendall sind Handelsmarken von Cardinal Health. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Lit. No. 2MC18-820067_DE (7/2018)