

# KENDALL SCD™ Komfortmanschette

## Anleitung zur Größenbestimmung



### Oberschenkellang — KENDALL SCD™ Komfortmanschette

**Oberschenkelumfang** an der Gesäßfalte messen.

Anschließend passende Manschettengröße und Artikelnummer aus nebenstehender Tabelle auswählen.



Oberschenkelumfang 1	Beschreibung	Größe	Bestellnummer	Anzahl/VE
Bis 40,6 cm	Oberschenkellang	Extra-Klein	74010	5 Paar
40,6 cm to 55,9 cm	Oberschenkellang	Klein	74011	5 Paar
55,9 cm bis 71,1 cm	Oberschenkellang	Mittel	74012	5 Paar
71,1 cm bis 91,4 cm	Oberschenkellang	Groß	74013	3 Paar

### Oberschenkellang — KENDALL SCD™ Abreißmanschette

**Oberschenkelumfang** an der Gesäßfalte messen.

Anschließend passende Manschettengröße und Artikelnummer aus nebenstehender Tabelle auswählen.




Oberschenkelumfang 1	Beschreibung	Größe	Bestellnummer	Anzahl/VE
40,6 cm bis 55,9 cm	Oberschenkellang	Klein	74041	5 Paar
55,9 cm bis 71,1 cm	Oberschenkellang	Mittel	74042	5 Paar
71,1 cm bis 91,4 cm	Oberschenkellang	Groß	74043	3 Paar

### Knielang — KENDALL SCD™ Komfortmanschette

**Wadenumfang** an der stärksten Stelle messen.

Anschließend passende Manschettengröße und Artikelnummer aus nebenstehender Tabelle auswählen.



Wadenumfang 2	Beschreibung	Größe	Bestellnummer	Anzahl/VE
Bis 35,6 cm	Knielang	Klein	74021	5 Paar
35,6 cm bis 53,3 cm	Knielang	Mittel	74022	5 Paar
53,3 cm bis 60,0 cm	Knielang	Groß	74023	5 Paar

### KENDALL SCD™ Schlauchsystem

Beschreibung	Bestellnummer	Anzahl/VE
KENDALL SCD Schlauchset	9528	1 Paar
KENDALL SCD Schlauchset (Verlängerung)	9595	1 Paar

Nur für medizinisches Fachpersonal. Wichtige Information: Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung, die mit diesem Produkt für Indikationen, Kontraindikationen, Nebenwirkungen, empfohlene Verfahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen geliefert wird. Im Rahmen seiner kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich Cardinal Health das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Bitte kontaktieren Sie Ihren Cardinal Health-Vertreter für zusätzliche Informationen zur Produktverfügbarkeit.

© 2019 Cardinal Health. Alle Rechte vorbehalten. CARDINAL HEALTH, das Cardinal Health LOGO, ESSENTIAL TO CARE und KENDALL SCD sind Marken von Cardinal Health und können in den USA und / oder in anderen Ländern registriert sein. LIT: 2MP19-956509 (EMEA: 2MP19-919508 (04/2019))



**CardinalHealth**  
Essential to care™