


CARE FLOW

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege *integral* Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 08 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,
integral Ballon

10

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	03 ml	33 cm	01/01/23/08/03/GHC	10198003
CH 10	03 ml	33 cm	01/01/23/10/03/GHC	10198026
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/23/12/05/GHC	10198032
CH 14	05 ml	40 cm	01/01/23/14/05/GHC	10198049
CH 16	10 ml	40 cm	01/01/23/16/10/GHC	10198055
CH 18	10 ml	40 cm	01/01/23/18/10/GHC	10198061
CH 20	10 ml	40 cm	01/01/23/20/10/GHC	10198078
CH 22	10 ml	40 cm	01/01/23/22/10/GHC	10198084
CH 24	10 ml	40 cm	01/01/23/24/10/GHC	10198090
CH 26	10 ml	40 cm	01/01/23/26/10/GHC	10198109

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.15.6095



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen