

Contiform Intravaginal Pessare

Pessar, inkl. Silikon-Rückholbändchen

Produktspezifikationen:

- ✓ Intravaginales Pessar zur Verhinderung von ungewolltem Harnverlust bei Belastungsinkontinenz.
- ✓ Pessar stützt die Harnröhre und verbessert bei regelmäßiger Nutzung den Muskeltonus.
- ✓ Pessar kann selbstständig eingesetzt und entfernt werden, und sowohl den ganzen Tag als auch nur zu bestimmten Aktivitäten genutzt werden.
- ✓ Hoher Tragekomfort durch medizinisches Elastomer.
- ✓ Starter-Set mit 3 Pessaren in S, M und L, inkl. Silikon-Rückholbändchen, zur Ermittlung der optimalen Größe.
- ✓ Einzelgrößen in S, M oder L, inkl. Silikon-Rückholbändchen.



Erstanwender-Set

Größe	Artikelnummer	PZN
S, M und L	01/01/27/01/SML	14171811

Einzelgrößen

Größe	Artikelnummer	PZN
S	01/01/27/01/S	14171780
M	01/01/27/01/M	14171797
L	01/01/27/01/L	14171805

Verpackungseinheit: 1 Stück

Verpackung: steril

HMN: 15.25.21.0097



Einzel-Pessar

Abbildungen können vom Original abweichen