




Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1 - 3
 47533 Kleve, Deutschland

Tel: +49 (0)2821-7510-0
 Fax: +49 (0)2821 7510-7802
www.medline.eu/de



Technisches Datenblatt

Chirurgische Hautmarkierungsstifte Hautfreundliche nicht-violette Tinte

Artikelnummer(n)

SM01 - Hautmarker mit normaler Spitze und Lineal
SM03 - Normaler Hautmarker mit feiner Spitze und Lineal
SMD02 - Duale Spitze fein/normal mit Lineal

Beschreibung

Sterile chirurgische Hautmarker für die Markierung auf intakter Haut. Drei verschiedene Optionen für die Spitze. Zur präzisen Messung der zu markierenden Fläche wird der Hautmarker mit einem 15 cm langen Lineal geliefert und ist zudem mit einem aufgedruckten Lineal auf seinem Gehäuse ausgestattet.

	Feine Spitze	Normale Spitze
Material der Spitze	Polyacetalharz	Acrylnitril
Stift	Polypropylen	
Tinte	Medizinische Tinte*	

*Frei von dem Farbstoff Gentianaviolett: Der Farbstoff Gentianaviolett wird von der WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft.

Packfaktor

SM01: 50 Stück pro Karton
 SM03: 50 Stück pro Karton
 SMD02: 100 Einheiten pro Karton

Verpackung

Form-Fill-Seal


Hersteller

Medline International France SAS - EN ISO 13485:2016

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745 und UK MDR
 MPG Klasse: I steril

- Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.



© 2022 Medline Industries LP oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
 TDS_SkinMarkersMedline_DE02