



Biosyn™ Nahtmaterial

PRODUKTINFORMATIONEN

Struktur	Monofilament
Art des Nahtmaterials	Resorbierbar über mittleren Zeitraum
Zusammensetzung	Synthetisches Polyester aus Glycolsäure, Dioxanon und Trimethylencarbonat
Beschichtung	Unbeschichtet
Farbe	Violett, ungefärbt
Reißfestigkeit	21 Tage
Resorptionsprofil	90-110 Tage
Größen	6-0 bis 1
Indikationen	Biosyn™ synthetisches, resorbierbares Nahtmaterial ist für die Verwendung bei der allgemeinen Approximation und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich Augen Chirurgie, aber nicht bei kardiovaskulären oder neurologischen Eingriffen.
Kontraindikationen	Dieses Nahtmaterial ist resorbierbar und sollte nicht verwendet werden, wenn eine längere Approximation des Gewebes erforderlich ist.
Sterilisation	Ethylenoxid
CE - Zeichen	Klasse III der EU Richtlinie 93/42/EEC, Anhang II
Packungsgrößen	12, 24 oder 36
Haltbarkeit	5 Jahre
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Laut Beipackzettel sollen Nahtmaterialien der Fa. Medtronic bei Raumtemperatur gelagert werden. Im Allgemeinen werden Stabilitätsstudien kurzfristig durchgeführt Exposition bei 50 Grad (38 Wochen) oder bei 54,4 Grad (32 Wochen) nur zu Testzwecken für eine beschleunigte Alterung. Diese Zustand ist nicht für Lagerzwecke bestimmt. Die Echtzeitprüfung wird bei 22 Grad +/- 10 Grad durchgeführt bei unkontrollierter Luftfeuchtigkeit für die gesamte Haltbarkeit des Materials.

ZUSATZSTOFFE

Phatalat - Frei	✓
PVC - Frei	✓
Bisphenol - Frei	✓
Frei von antimikrobiellen Substanzen	✓
Latex - Frei	✓
Triclosan - Frei*	✓

* Medtronic Nahtmaterial ist zu 100 % Triclosan - Frei.

BESTELLINFORMATIONEN

Biosyn™ Codes beginnen folgendermaßen:
M, SM, CM, XM, UM, GM, GMT, CMT

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU NADELN

Für technische Informationen zu unseren Nadeln nutzen Sie bitte das [Technische Datenblatt für chirurgische Nadeln](#)

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. 19-weu-biosyn-tech-sheet-de-3043566

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

Medtronic
Further, Together