



INDERMIL® flexifuze™*

Gewebekleber

PRODUKTINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit
CM001	INDERMIL® flexifuze™ Gewebekleber	1 VE

HERSTELLUNGSMATERIALIEN

2-Octylcyanacrylat und n-Butylcyanacrylat, BHA-Stabilisator, SO2-Stabilisator

VERPACKUNG (STÜCK PRO KARTON)

12 Stück pro VE Karton (Regalverpackung)

VERSANDINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Abmessungen des Kartons (mm)	Abmessungen der Versandverpackung (mm)
CM001	L 136 × B 140 × H 61	L 430 × B 550 × H 190

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Latexfrei	✓
DEHP-frei	✓
Sterilisationsmethode	Ethylenoxid
Lebensdauer	2 Jahre
CE-Kennzeichnung	Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Anhang V und VII

* Eigentum von Connexicon Medical Ltd

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens. 20-weu-flexifuze-tech-sheet-de-4272058

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

Medtronic
Further, Together