



Monosof™ / Dermalon™ suture

PRODUKTINFORMATIONEN

Struktur	Monofilament
Art des Nahtmaterials	Nicht-resorbierbar
Zusammensetzung	Nylon
Beschichtung	Unbeschichtet
Farbe	Monosof™ Nahtmaterial: schwarz, transparent Dermalon™ Nahtmaterial: blau
Reißfestigkeit	Allmählicher Verlust mit der Zeit
Resorptionsprofil	Permanent
Größen	Monosof™ Nahtmaterial: 2 bis 11-0 Dermalon™ Nahtmaterial: 1 bis 6-0
Indikationen	Monosof™ und Dermalon™ Nahtmaterial aus monofilem Nylon sind für die Verwendung bei der allgemeinen Approximation und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert, einschließlich bei kardiovaskulären, ophthalmologischen und neurologischen chirurgischen Eingriffen.
Kontraindikationen	Aufgrund des allmählichen Verlustes an Zugfestigkeit, der über längere Zeit in vivo auftreten kann, sollten Nahtmaterialien aus Nylon nicht verwendet werden, wo eine permanente Beibehaltung der Zugfestigkeit erforderlich ist.
Sterilisation	Monosof™ Nahtmaterial: Gamma Strahlen Dermalon™ Nahtmaterial: Ethylenoxid
CE - Zeichen	Klasse III der EU Richtlinie 93/42/EEC, Anhang II
Packungsgrößen	12, 24 oder 36
Haltbarkeit	5 Jahre
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Laut Beipackzettel sollen Nahtmaterialien der Fa. Medtronic bei Raumtemperatur gelagert werden. Im Allgemeinen werden Stabilitätsstudien kurzfristig durchgeführt Exposition bei 50 Grad (38 Wochen) oder bei 54,4 Grad (32 Wochen) nur zu Testzwecken für eine beschleunigte Alterung. Diese Zustand ist nicht für Lagerzwecke bestimmt. Die Echtzeitprüfung wird bei 22 Grad +/- 10 Grad durchgeführt bei unkontrollierter Luftfeuchtigkeit für die gesamte Haltbarkeit des Materials.

ZUSATZSTOFFE

Phatalat - Frei	✓
PVC - Frei	✓
Bisphenol - Frei	✓
Frei von antimikrobiellen Substanzen	✓
Latex - Frei	✓
Triclosan - Frei*	✓

* Medtronic Nahtmaterial ist zu 100 %
Triclosan - Frei.

BESTELLINFORMATIONEN

Monosof™/Dermalon™ Codes können an Codes erkannt werden, die folgendermaßen beginnen: **N, SN, 8886, CN, SDN, GN**

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU NADELN

Für technische Informationen zu unseren Nadeln nutzen Sie bitte das [Technische Datenblatt für chirurgische Nadeln](#)

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens.
19-weu-monosof-dermalon-tech-sheet-de-3041993

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

Medtronic
Further, Together