

# Ti-Cron™ Nahtmaterial



## PRODUKTINFORMATIONEN

Struktur	Geflochten
Art des Nahtmaterials	Nicht-resorbierbar
Zusammensetzung	Polyester
Beschichtung	Silikon
Farbe	Blau, weiß
Reißfestigkeit	Permanent
Resorptionsprofil	Permanent
Größen	7-0 bis 5
Indikationen	Ti-Cron™ Nahtmaterial aus Polybutester ist für die Verwendung bei der allgemeinen Approximation und/oder Ligatur von Weichgewebe indiziert.
Kontraindikationen	Keine bekannt
Sterilisation	Ti-Cron™ Polyester Nahtmaterial in Größe 6-0 oder dünner sowie Nahtmaterial mit Pledgets wird mit Ethylenoxid sterilisiert. Größe 5-0 oder dicker wird mit Gammastrahlen sterilisiert.
CE - Zeichen	Klasse III der EU Richtlinie 93/42/EEC, Anhang II
Packungsgrößen	6, 12, 24 oder 36
Haltbarkeit	5 Jahre
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Laut Beipackzettel sollen Nahtmaterialien der Fa. Medtronic bei Raumtemperatur gelagert werden.  Im Allgemeinen werden Stabilitätsstudien kurzfristig durchgeführt Exposition bei 50 Grad (38 Wochen) oder bei 54,4 Grad (32 Wochen) nur zu Testzwecken für eine beschleunigte Alterung. Diese Zustand ist nicht für Lagerzwecke bestimmt.  Die Echtzeitprüfung wird bei 22 Grad +/- 10 Grad durchgeführt bei unkontrollierter Luftfeuchtigkeit für die gesamte Haltbarkeit des Materials.

## ZUSATZSTOFFE

Phatalat - Frei	✓
PVC - Frei	✓
Bisphenol - Frei	✓
Frei von antimikrobiellen Substanzen	✓
Latex - Frei	✓
Triclosan - Frei*	✓

\* Medtronic Nahtmaterial ist zu 100 %  
Triclosan - Frei.

## BESTELLINFORMATIONEN

Ti-Cron™ Codes können an Codes erkannt werden, die folgendermaßen beginnen:  
**8886, CD, SCD, CCD, D**

## TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU NADELN

Für technische Informationen zu unseren Nadeln nutzen Sie bitte das [Technische Datenblatt für chirurgische Nadeln](#)

WICHTIG: Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen über die Anwendungshinweise, Kontraindikationen, Warnhinweise und empfohlene Vorsichtsmaßnahmen.

© 2021 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und Further, Together sind Warenzeichen von Medtronic. Alle anderen Marken sind Warenzeichen eines Medtronic-Unternehmens.  
21-weu-ti-cron-tech-sheet-de-4983833

[medtronic.com/covidien/de](https://www.medtronic.com/covidien/de)

**Medtronic**  
Further, Together