

Compat ella®

Compat Ella® Rucksack

Der Compat Ella® Rucksack ist für die Verwendung mit der Compat Ella® enteralen Ernährungspumpe und dem Compat Ella® Rucksackeinsatz/Tischständer für Erwachsene und Kinder bestimmt.

◆ Funktionen auf einen Blick

Intelligentes Design:


- Ein großes, mit Reißverschluss verschließbares Fach ermöglicht eine **einfaches Einsetzen und Entfernen von Compat Ella® Pumpe**, Überleitset und Formel – ganz ohne Unterbrechung.
- Funktioniert mit Rucksackeinsatz/Tischständer für **optimalen Komfort**.
- Schlauchsystem des Überleitsets tritt an linker oder rechter Seite aus.
- Gepolsterter Rücken für **Patientenkomfort** mit Brust- und Hüftgurten für mehr **Stabilität**.

Praktisch:

- Mit den meisten Sondennahrungsbehältern bis zu 1000 ml kompatibel.
- Mit Reißverschluss verschließbare Klappe für **schnellen Zugriff** zur Prüfung oder Programmierung der Compat Ella® Pumpe.
- Zahlreiche Größeneinstellungen ermöglichen eine Nutzung für **Kinder oder Erwachsene**.
- Abnehmbarer Tragegurt gewährleistet **zusätzliche Mobilitätsoptionen** für Rollstuhlfahrer oder als Kuriertasche.

Robust und Modern:

- Hochqualitätsmaterialien, Reißverschlüsse und **wasserfeste** Stoffe schützen die Compat Ella® Pumpe für unterwegs.
- Kann in der Waschmaschine bei 30 °C gereinigt werden.
- Diskretes, **modernes und kompaktes Design** in Schwarz und Grau.




◆ Bestellinformationen

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Menge/Karton
Compat Ella® Rucksack	12277736	1

Kennen Sie schon Compat Ella®?

Compat Ella® Rucksack



Komponenten

- A Hauptfach mit doppeltem Reißverschluss
- B 420D Ripstop Nylon mit wasserfester Beschichtung
- C Frontklappe für Schnellzugriff auf Pumpe
- D Zubehörfach mit Reißverschluss
- E Elastisches Gurtband zur Sicherung kleiner Gegenstände
- F Abnehmbarer Rollstuhl-/Tragegurt
- G Externer Rucksackaufhänger
- H 3D-Mesh-Polsterung für Patientenkomfort
- I Verstellbare Schultergurte
- J Verstellbare Brust- und Hüftgurte
- K Seitliche Öffnungen mit Reißverschluss, um Schläuche links oder rechts austreten zu lassen
- L Seitenfächer für kleines Zubehör
- M Interne Aufhängung für Nahrungsbehälter

Technische Daten

- | | |
|---------------------------------|---|
| Verpackung: | Einzel verpackt in Kartons zu je 1 Stück (40 x 24 x 4,5 cm). |
| CE-Kennzeichnung: | Entspricht der europäischen Medizinprodukteverordnung 2017/745. |
| Klassifizierung: | Klasse I. |
| Rechtmäßiger Hersteller: | Axiom MTech S.A., Allée de la Petite Prairie 4, CH-1260 Nyon, Schweiz. |
| Reinigung: | Reinigung in der Waschmaschine bei 30 °C. Nicht bügeln. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. |
| Materialien: | 420D Ripstop Nylon. |
| Herkunftsland: | Hergestellt in China. |

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
*Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken Eigentum von Axiom MTech S.A. oder werden mit Zustimmung verwendet.

AXI00013 REV.1 19. OCTOBER 2021

Compat®