

NOVO OC Brush Vac

REF
NJ5510000
Article
NOVO OC Brush Vac
180 mm length



Zahnburste mit Absaugfunktion
Toothbrush with suction function



Patientenzielgruppe: Pflegebedürftige Patienten
Patienttargetgroup: Patients requiring care

CE
K
Cheercare Medical (Changzhou) Co., Ltd
No. 55 Xicheng North Road, Jintan District
Changzhou City, Jiangsu province, 213200,
China
Lotus NL B.V.
The Hague, Netherlands
Technologiepark West - Haus 15
Zum Freisen Feld 11 150127 Belgheim | Germany
Tel: +49 2271 99404-0 | Fax: +49 2271 99404-100
info@novo-med.de | novo-med.de

IFU_Rev. 01_202312

NOVO OC Brush Vac
Zahnburste mit Absaugfunktion
Toothbrush with suction function

NOVO®

DE | Gebrauchsanweisung

NOVO OC Brush Vac ist eine Zahnbürste mit Bürstenkopf und Fingertip, die bei pflegebedürftigen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Rahmen der Zahnpflege eingesetzt wird, um Blut, Speichel und andere Fremdkörper aus dem Mund des Patienten mit geeigneter Absaugvorrichtung abzusaugen.

1. Gebruiksduur / verwisselfrequentie

De maximale gebruiksduur bepaalt de behandelend arts.

2. Opmerking mbt de meldingsplicht

Gelieve bij ernstige incidenten de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat op de hoogte te stellen.

3. Contra-indicaties

Niet gebruiken bij verwondingen/open wonden in de mondholte.

4. Waarschuwingen

- Niet gebruiken wanneer de borstel, de sponskop of het stafje van elkaar zijn losgemaakt.
- Als de verpakking is beschadigd of als het product verkeerd is opgeslagen, mag het product niet worden gebruikt en moet het worden weggegooid.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik. Hergroei kan leiden tot een infectie en/of kruisbesmetting.
- Let er tijdens het gebruik op dat u niet te veel druk uitoeft.
- Niet gebruiken bij bewusteloze patiënten.
- Let erop dat de patiënt niet op het hulpmiddel bijt.

5. Utilizzatori

Uso riservato agli operatori sanitari o ad utenti addestrati da

operatori sanitari. La decisione riguardante l'uso deve essere presa dal medico curante.

6. Nota relativa à utilização por parte de leigos

O dispositivo é muito fácil de aplicar e não requer quaisquer capacidades ou equipamentos especiais. Se ocorrerem complicações (irritações, reações alérgicas ou outras), é necessário informar imediatamente um médico.

7. Nota relativa à eliminação

Depois de utilizado, o produto deve ser eliminado em

conformidade com os regulamentos legais e locais.

8. Composição dos materiais

Espuma: PU, mango: PP

ET | Kasutusjuhend

NOVO OC Brush Vac on harjapea ja sõrmeotsaga hambahari, mida kasutatakse laste, noorukite ja hooldust vajavate täiskasvanute hambaravis, et eemalda veri, sülg ja muud võõrkehad patsiendi suust sobiva imemisvahendi abil.

1. Tarviku kasutusaeg / vahetussagedus

Maksimaalse kasutamiskestuse määrab raviast.

2. Teavitusnõuded

Teavitage tarvikut tootjat ja vastutavat osapoolt oma riigis kõikidest tõsistest juhtumitest seoses tootega.

3. Vastundlustused

Ärge kasutage suuõnnes olevate vigastuste / lahtiste haavade korral.

4. Hoitused

Ärge kasutage, kui hari, käsnapea või vars on üksteise küljest lahti tulnud.

Kahjustada saanud pakendi või asjatundmatu ladustamise korral ei tohi seadet kasutada ja selle peab hävitama.

5. Tarvikute

Seade on ühekordset kasutatav artikkel. Uuesti kasutamine võib kutsuda esile nakatumise ja/või riitsatamise.

6. Jälgige

Jälgige kasutamise ajal seda, et ei rakendaks liiga palju survet.

7. Ärge

Ärge kasutage teadvuseta patsientide puhul.

8. Jälgige

Jälgige seda, et patsient ei hammustaks seadmesse.

5. Kasutaja

Kasutamine tervishoiutöötajate või tervishoiutöötajate poolt koolitud kasutajate poolt, koolitudatud kasutajad. Otsuse kasutamise kohta teeb raviast.

6. Väältä

Seadet on väga lihtne kasutada ja see ei nõua erilisi oskusi ega varustust. Kui peaks tekkima tüsisti (nahaärifusi, allergilisi reaktsioone vms), siis tuleb viivitamatult arsti teavítada.

7. Utiliseerimisjuhised

Pärrast kasutamist tuleb toode õigusnormide ja kohalike eeskirjade kohaselt utiliseerida.

8. Materjalid

Käsn: PU, vars: PP

CS | Návod k použití

NOVO OC Brush Vac je Zubní kartáček s kartáčkovou hlavicí a prstovým nástavcem, který se používá při stomatologické péči o děti, dospívající a dospělé, kteří potřebují péči, k odstranění krve, slin a jiných cizích těles z úst pacienta pomocí vhodného odsávacího zařízení.

1. Doba použití / frekvence výměny

Maximální dobu použití určuje ošetřující lékař.

2. Poznámka ke hlášení

O všechny závažných nezádoucích příhodách v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku prosím informujte výrobce a příslušný orgán členského státu.

3. Kontraindikace

Nepoužívat v případě poranění / otevřených ran v ústech.

4. Výstraž

• Nepoužívat, pokud se kartáček, hlavice s pěnovou hmotou nebo tyčinkou od sebe navázaje unvolnily.

• V případě poškozeného balení nebo nesprávného skladování nesmí být výrobek použit a musí být zničen.

• Výrobek je určen pro jednorázové použití. Opakován použití může vést k infekci a/nebo ke křížové kontaminaci.

• Při používání dávejte pozor na to, abyste nevyvýjeli příliš velký tlak.

