

Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
	10 cm	OP à 1 Set	510652	08 464 130
	10 cm	AP à 6 Sets	600728	08 464 147
	10 cm	OP à 1 Set	510653	08 464 153
	10 cm	AP à 6 Sets	600729	08 464 176

UrgoK2 Lite

Behandlung von venösen und gemischt arterio-venösen Unterschenkelgeschwüren sowie venösen Ödemen und Lymphödemem, die eine mäßig starke Kompression erfordern.

ca. 20 mmHg*
KADI** 0,6 - 0,8



Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
	10 cm	OP à 1 Set	552936	02 428 096
	10 cm	OP à 1 Set	552937	02 428 239


UrgoK2 Lite Latex free

HINWEIS

- Zum Einstieg in die Kompressionstherapie
- Für Patienten, die eine starke Kompression nicht tolerieren
- Aufgedrucktes ® als Druck-Indikator auf der weißen Binde deutet auf die reduzierte Kompression hin

*mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index

UrgoK2 BEHALTEN SIE IMMER DIE VOLLE KONTROLLE



Art.-Nr.: 531361 Stand: 2021-05

Bitte vor Gebrauch die Packungsbeilage beachten. *mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index
1: Jünger M et al.: Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems used on healthy volunteers. J Wound Care. 2009 Nov;18(11):474, 476-80 **2:** Partsch H.: Understanding Compression Therapy: EWMA Position Document. Medical Education Partnership Ltd; 2003. Understanding the pathophysiological effects of compression; pp. 2-5

URGO GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 16
D-66280 Sulzbach

F 06897 579-212
info@urgo.de
www.urgo.de

Info-Hotline 0 800/87 46 46 24
kompression.urgo.com

URGO
MEDICAL
Healing people®

NEHMEN SIE DEN LEIDENSDRUCK.
MIT DEM RICHTIGEN DRUCK.




UrgoK2

BEI VENÖSEN UNTERSCHENKELULZERA,
VENÖSEN ÖDEMEN UND LYMPHÖDEMEN

URGO
MEDICAL
Healing people®

UrgoK2

IN JEDER LEBENSLAGE DIE RICHTIGE KOMPRESSION



Nach: Jünger M et al. (2009)¹; Partsch H et al. (2003)²

UrgoK2

SO EFFEKTIV UND EINFACH IST KOMPRESSIONSTHERAPIE

Einzigartige Kombination, die nicht verrutscht



Kurzzugbinde
+
Langzugbinde

Wir machen den richtigen Druck sichtbar

- **KOMPROMISSLOS WIRKSAM IN RUHE UND BEWEGUNG**
- **KOMPROMISSLOS WIRTSCHAFTLICH: ZEITSPAREND UND EINFACH**

Aufgedruckte Druck-Indikatoren auf beiden Binden



kein Druck

therapeutisch notwendiger Druck

DIE RICHTIGE ANWENDUNG

QR-Code scannen und auf YouTube Produktanwendung ansehen



UrgoK2

IMMER DEN THERAPEUTISCH NOTWENDIGEN DRUCK

- **Kompromisslos wirksam** in Ruhe und Bewegung
- **Kompromisslos wirtschaftlich:** zeitsparend und einfach

Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
	8 cm	OP à 1 Set	510636	05 381 805
	8 cm	AP à 6 Sets	510638	05 381 840
	10 cm	OP à 1 Set	510630	05 005 120
	10 cm	AP à 6 Sets	510634	01 129 115
	12 cm	OP à 1 Set	510637	05 381 811
	12 cm	AP à 6 Sets	510639	05 381 857
	8 cm	OP à 1 Set	510648	05 381 828
	8 cm	AP à 6 Sets	510650	05 381 863
	10 cm	OP à 1 Set	510631	05 005 189
	10 cm	AP à 6 Sets	600725	01 129 196
	12 cm	OP à 1 Set	510649	05 381 834
	12 cm	AP à 6 Sets	600727	05 381 886

Knöchelumfang	Bindenbreite	Stück	Art.-Nr.	PZN
	10 cm	OP à 1 Set	552934	02 421 912
	10 cm	OP à 1 Set	552935	02 427 429

*mmHg = Im Knöchelbereich durchschnittlich erreichter Kompressionsdruck **KADI = Knöchel-Arm-Druck-Index

UrgoK2

Behandlung venöser Unterschenkelgeschwüre, venöser Ödeme und Lymphödeme, die eine starke Kompression erfordern.

ca. 40 mmHg*
KADI** > 0,8



UrgoK2
Latex free